



NEW TECHNOLOGY FOR FOOD TESTING —NGS (NEXT GENERATION SEQUENCING)

下一代测序技术在食品检测中的运用

安雪征Tony
SGS中国农产食品、生命北京实验室经理

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS

- Next generation sequencing (NGS)

二代测序技术

- NGS application


NGS技术的应用

- Extension in food industry

如何在食品工业中拓展其应用

- DNA sequence is the basis for gene structure and function research and application

DNA序列测定是对基因结构及功能研究和认识的基础



Sanger

- 单核酸片段测序
- 双脱氧末端终止法
- 毛细管电泳测序
- 荧光信号



- 测序序列长 long reads
- 生物信息分析简单 easy results analysis
- 结果直观


NGS

- 高通量测序
- 大规模并行
- 边合成边测序
- 荧光信号或PH值变化



全基因组水平
等大规模筛选
和研究

- 序列多，序列长度短 high throughput, short reads
- 信息分析复杂 bioinformatics for results analysis
- 大数据检测，成本低 big date, low cost



BIOLOGICAL & CLINICAL 分子生物和临床

1. Genome sequencing
基因组测序
2. Transcriptome sequencing
转录组测序
3. Exon sequencing
外显子测序
4. virus and drug resistance
病毒及病毒耐药性研究
5. Genetic diagnosis
疾病及癌症诊断

PUBLIC HYGIENE 公共卫生

1. Bacterial genome sequencing
细菌基因组测序及菌株分型
2. virus genome sequencing
病毒基因组测序及分型
3. Metagenome research
宏基因组技术
4. Drug resistance of microbe
微生物耐药突变检测

AGRICULTURE 农业

1. Plant genome sequencing
植物基因组测序
2. Resource conservation and molecular breeding
资源保护和分子育种
3. Animal and aquatic animal genome sequencing
畜禽及水产动物基因组测序
4. Animal genetics and breeding
动物遗传育种



NGS APPLICATION IN FOOD INDUSTRY

**Food
Adulteration**
食品掺假掺杂

**Microflora
Analysis**
微生物菌群分
析

**Plant
Species** 植物源性食品及
原料的鉴定

**Other
Aspects**
食品过敏原等



ON FOOD ADULTERATION

食品掺假掺杂

- Identification on meat, dairy, fish and aquatic products
对肉制品、乳制品、鱼种、水产品的鉴定
- To assist on the government supervision, supplier management of supermarket and e-commerce platform
协助政府监管，商超及电商平台对供应商管理


One test, All species

PCR Vs NGS

动物源食品掺假测试方法比较

Real time PCR 实时荧光PCR

NGS 下一代测序技术



GB/T 25165-2010; SN/T 2051-2008; SN/T 1961

Limited number of Targets 有限目标物

Results only for the targets screened 得到检测目标物



Untargeted approach 全扫描方法

Hundreds of targets can be detected simultaneously – You can detect any kind of species, even unexpected ones ! 得到样品中所有目标物

TESTS METHOD / RESULTS

Test: Identification of multiple MEAT species by DNA sequencing *


Method: NGS

Result:	Gallus gallus (Chicken) Ovis aries (Sheep) Sus scrofa (Porc) Bos taurus (Cow)
----------------	--

* 拉丁学名+俗名

Result More 1%:	Gallus gallus (Chicken) 34,7% Ovis aries (Sheep) 28,3% Sus scrofa (Porc) 24,4% Bos taurus (Cow) 12,6%
------------------------	--

* 相对定量结果



- Identification of unknown microbe
未知微生物的鉴定
- Identification of microflora in products and environment
对产品及环境中的微生物菌相进行鉴定分析
- Research on production technical, shelf-life, product taste
产品工艺，保质期及产品风味等研究

Pure cultures ?
Not necessary!



IDENTIFICATION ON PLANT SPECIES

植物源性食品及原料的鉴定

- Identification of Chinese traditional herbs
传统中药材鉴定 (掺假和标识不规范)
- Identification of flavoring, coffee and other plant source products
其它一些植物源性产品的鉴定
- Application on health food production
保健食品原料应用
- Application on novel food review
应用于新食品原料的鉴定及辅助申报





OTHERS

其他应用

- Food allergen labeling
■ 协助食品过敏原的正确标识

- Assist on investigation in food safety incidents
■ 协助食品安全事件中病原菌的确定



SGS NGS LAB INTRODUCE



SGS MOLECULAR



- Located in Portugal/Lisbon
实验室位于葡萄牙里斯本
- ISO 17025 Accreditation (PCR, DNA sequencing including NGS)
ISO17025资质认证实验室（包括PCR及NGS）
- Leading all ISO working groups about NGS for food products
ISO国际组织 NGS在食品领域工作组领导者



SGS CHINA NGS LAB

- Agriculture & Food lab, Guangzhou branch

广州分公司农产食品部实验室

- Open service **in October**


实验室对外服务于**10**月份开始

- Promoting the NGS standardization

积极促进NGS的标准化工作

SPECIES SERVICE CATEGORIES

目前提供的物种检测鉴定服务分类



- 9 categories 9大类:
 - Meat 动物源性
 - Fish 鱼种
 - Seafood – Crustaceans 甲壳类
 - Seafood – Cephalopods 头足类
 - Seafood – Bivalves 双壳类
 - Plants 植物源性
 - Micro-organisms – Bacteria 细菌
 - Micro-organisms – Fungal 霉菌
 - Allergens (20, DNA based) 过敏原
- In the pipeline for 2017 研发中类别
 - Algae 藻类
 - Insects 昆虫类
 - Virus 病毒类

Food DNA Analyser



For further information,
please contact:
Dr. Carina Yang
020-32136061
Carina.yang@sgs.com

The future has already started...



THANKS!